



SMILELINE CLINIC, S.L.
CLÍNICA ESPECIALIZADA EN ORTODONCIA

DRA. MARTA SERRA SERRAT
PL. ADRIÀ, 6 08021 BARCELONA TEL. 93 200 20 92
www.orto.org smileline@orto.org

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

NOMBRE:

NOMBRE DEL APARATO: **DISYUNTOR DE PALADAR**

CARACTERÍSTICAS

- Es un aparato fijo.
- Se apoya en los molares y los premolares superiores y tiene un tornillo en el centro.

FUNCIÓN

- Expansión esquelética del maxilar a través de las suturas.

UTILIZACIÓN

- Tienes que darle al aparato ____ vueltas al día, tal y como te ha explicado la Dra.
- Debes evitar comer cosas duras y enganchosas (como chicles, pipas...) que podrían romper al aparato.
No toques el aparato con los dedos.
- Al cepillarte los dientes tienes que cepillar también el aparato.

ES NORMAL

- Es normal que se separen los dientes superiores.
- Tener molestias en las muelas al masticar los primeros días.
- Se puede evitar tomando un analgésico: Paracetamol 500mg.
- Notar una ligera presión en el paladar de 3 segundos después de cada activación del aparato.

NO ES NORMAL

- Que cause gran dolor, incontrolable incluso con paracetamol.
- Que se clave en el paladar.
- Que se rompa o se desenganche de alguna muela.

QUÉ HACER

- En caso de URGENCIA, por dolor o rotura, telefonar a la clínica: **93 200 20 92**

